

VEGAS
COSMETICS

SKIN CELL TRONIC 2.0

› **Manual del Usador**



› Equipamiento para tratamiento de belleza con ultrasonidos, ionización y fototerapia

Manual del Usador/Manual de Instrucciones

- › Muchas gracias por haber optado por la compra de nuestro equipamiento Skin Cell Tronic. Le deseamos grandes momentos de belleza y bienestar con el Skin Cell Tronic.
- › Este equipamiento fue desarrollado exclusivamente para tratamientos de belleza y estética en el confort de su hogar. El Skin Cell Tronic no se destina a tratamientos médicos o enfermedades. La Vegas Cosmetics no se responsabiliza por daños causados por una utilización adversa a las funciones descritas en este Manual.
- › Por favor lea este manual con atención antes de utilizar el Skin Cell Tronic. Si tuviera alguna duda, antes de la utilización, contacte su consejero Vegas Cosmetics o directamente nuestros servicios. Consérvelo en local seguro para consultarlo siempre que sea necesario.
- › Utilice este equipamiento exclusivamente en combinación con los productos de cosmética, indicados en este manual.

Índice

◆ Informaciones importantes acerca de su Skin Cell Tronic	1
◆ Informaciones para una utilización segura	2
◆ Presentación de las varias funciones	4
◆ Cargamento	6
◆ Indicaciones para el tratamiento de la piel y utilización	7
◆ Tratamiento general de la piel	7
◆ Tratamiento anti envejecimiento	8
◆ Tratamiento de disturbios de pigmentación	10
◆ Tratamiento de la piel con impurezas	10
◆ Tratamiento de la piel sensible	11
◆ Certificado di garanzia	12

Ficha Técnica

◆ Nombre del Equipamiento:	Skin Cell Tronic
◆ Plantilla Ref:	SCT02 – Código: 460
◆ Corriente de Entrada:	AC 100-240V
◆ Corriente batiría:	15V, 400 me la
◆ Dimensiones:	170 x 46 x 50mm
◆ Peso:	132g
◆ Frecuencia de Ultrasonidos:	3MHz ±5%



Informaciones importantes acerca de su Skin Cell Tronic

- ◆ **Ionización:** Disocia a través de la corriente galvánica continua, las moléculas de las sustancias activas del producto de tratamiento en iones, transportando estas valiosas sustancias activas para las capas más profundas de la piel. Simultáneamente reduce las imperfecciones del rostro, las arrugas, las bolsas y las ojeras y proporciona un efecto lifting inmediato.
- ◆ **Ultrasonido:** El dispositivo alcanza una frecuencia hasta 3 millones de impulsos por segundo. Es la más reciente tecnología con un alto grado de seguridad. La profundidad de los impulsos es limitada a las capas superficiales de la piel, pues es adecuada para el tratamiento de las áreas más sensibles del rostro, como el contorno de los ojos. La elevada frecuencia de las vibraciones ultrasónicas masajea nuestra piel en profundidad, reorganizando las células y permitiendo así una mayor absorción de las sustancias activas del producto de tratamiento. Además de eso estimula la producción de colágeno y elastina. Las ondas suaves del ultrasonido producen una exfoliación delicada y no invasiva a la piel, eliminando sólo las células muertas y las impurezas indeseables.
- ◆ **Fototerapia:** La luz fría LED de baja frecuencia en diferentes colores garantiza un tratamiento individual y exclusivo para la piel.
- ◆ **Luz Azul:** Especialmente recomendada para las pieles sensibles, oleosas y con erupciones cutáneas. Calma y reduce las inflamaciones de la piel (manchas de sensibilidad, exceso de oleosidad e impurezas). La producción de oleosidad es equilibrada y la piel es libertada eficazmente de las impurezas y de los excesos de las secreciones sebáceas. La piel queda más saludable y gana elasticidad con el tratamiento.
- ◆ **Luz Roja:** Adecuada para todos los tipos de piel, estimula la producción de colágeno y elastina natural y mejora la circulación sanguínea. La piel gana significativamente elasticidad y suavidad. Las ondas delicadas de la luz roja son especialmente indicadas para las zonas del contorno de los ojos y frente.
- ◆ **Luz Verde:** Especialmente indicada para la piel mista. Además de mejorar la absorción de oxígeno, produce un efecto relajante en la micro-musculación del rostro, provocando una mayor descontracción de la piel.

Los varios tipos de luz apoyan una mayor absorción de las sustancias activas del producto de tratamiento en la piel. El Skin Cell Tronic se destaca claramente por la posibilidad de utilizar el tratamiento de las varias luces en simultáneo con la ionización y las vibraciones del ultrasonido.

El formato del Skin Cell Tronic fue proyectado específicamente para alcanzar los contornos faciales más difíciles garantizando así un fácil manuseamiento y un resultado excepcional.

Informaciones para una utilización segura

- › El Skin Cell Tronic tiene como finalidad exclusiva los tratamientos estéticos para una piel saludable, y no debe ser utilizado para otros fines.
- › Por favor, siga las instrucciones de uso descritas en este manual.
- › Recomendamos reducir el tiempo de tratamiento en la primera utilización, principalmente se tenga tendencia a reacciones alérgicas en la piel.
- › El tratamiento debe ser inmediatamente suspendido así que surjan reacciones adversas.

El dispositivo no puede ser utilizado en las situaciones siguientes

- › Durante el embarazo
- › Si tenga alguna prótesis de metal o silicona en el rostro
- › Si tenga heridas en el rostro
- › Quemaduras solares
- › Infecciones cutáneas y Dermatitis
- › Piel irritada con prurito y elevada temperatura
- › Después de ingestión de esteroides, hormonas o disminución de la función hepática
- › Si tuviera piezas metálicas en el cuerpo
- › Problemas cardíacos
(en particular personas con pacemaker)

El Skin Cell Tronic nunca debe ser utilizado en la garganta o directamente en los ojos.

Nota

Para su propia seguridad, lea con atención las instrucciones antes de utilizar el Skin Cell Tronic. Este dispositivo es un instrumento de precisión. Para utilizarlo con éxito, es importante que entienda y siga las informaciones especificadas en este manual. Cualquiera utilización contraria invalida la garantía del fabricante.



Prueba su piel para alergias:

1. Probar en el pulso con la piel bien limpia.
2. Aplicar el producto de tratamiento (Hyaluron Gel) y observar las reacciones de la piel. Se identificar alguna reacción desagradable durante esta prueba, interrumpa de inmediato el tratamiento.
3. Caso no sienta cualquier reacción desagradable puede utilizar el dispositivo y el producto de tratamiento.
4. Si en cualquier momento de la utilización sentir algún desconforto o reacción alérgica termine de inmediato el tratamiento.



Informaciones para una utilización correcta del Skin Cell Tronic

1. Guarde el aparato en un lugar seco. Nunca bucear en el agua. Los componentes electrónicos del equipamiento pueden corroer o aún causar un corto-circuito.
2. Nunca intente desmontar o abrir el aparato. El aparato sólo puede ser reparado por técnicos autorizados y especializados.
3. Utilice sólo el cabo y el transformador suministrado con el aparato. La utilización de un transformador o cabo inadecuado puede provocar anomalías e invalidar la garantía.
4. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, una vez que existe el peligro de ingerir las partes más pequeñas.



ATENCIÓN

Informaciones importantes de seguridad



No intentar desmontar el aparato



Mantener fuera del alcance de los niños




Mantener alejado de fuentes de calor



Mantener en lugar seco



Mantener en lugar seguro



No utilizar cualquier conector, salvo aquel que acompaña el aparato

Presentación de las varias funciones del Skin Cell Tronic

- Ultrasonido con 3 millones impulsos por segundo
- Ionización (corriente galvánica continua)
- Superficie de contacto (aplicador) en acero inoxidable de elevada calidad

Luz LED Roja: 12 LED
Luz LED Azul: 12 LED
Luz LED Verde: 12 LED
¡Energía fuerte, altamente concentrada!



Electrodo galvánico de la ionización



Indicador de intensidad de masaje

Indicador de ionización (Ion+ o Ion-)

Indicador de ultrasonido

Indicador de alimentación

Programas preestablecidos de tratamiento

Botón seleccionador de la Ionización

Conectar/Desconectar Ultrasonido

Conectar/Desconectar Photon (Fototerapia)

On/Off (Conectar/Desconectar)

CLEANSE

ANTI-AGE

SENSITIVE

ION ⊕

SONIC

POWER
CHARGE

COMBI

ION ⊕
⊖

SONIC

PHOTON

ON/OFF




- El contacto del electrodo es fundamental para el buen funcionamiento de la Ionización. Coloque siempre el indicador en el electrodo del dispositivo para cerrar el circuito de la corriente galvánica. Si estuviera a utilizar el Skin Cell Tronic en otra persona, debe estar en constante contacto con la misma durante el tratamiento, para garantizar lo cierre del circuito.

Cargamento

- Durante el cargamento de la batería el indicador de alimentación encandila y se desconecta así que a batería esté totalmente cargada.
- Así que la capacidad de la batería bajar de los 3V, encandilan todos los indicadores en simultáneo y el dispositivo se desconecta automáticamente.
- El Skin Cell Tronic está equipado con una batería recargable de iones de litio. Esta batería debe ser siempre totalmente recargada después de su descargamento total (mirar arriba).
- Puede continuar a utilizar el dispositivo durante el proceso de cargamento. Por favor, antes de la primera utilización, cargue el Skin Cell Tronic totalmente.

Ahora podrá probar el funcionamiento del Skin Cell Tronic

- Coloque el aparato en una superficie plana y humedezca el aplicador con algunas gotas de agua.
- Conecte el dispositivo, presionando el botón Conectar/Desconectar y de seguida presione el botón Sonic para activar el ultrasonido.
- Cuando las gotas de agua vibren, el ultrasonido estará funcionando correctamente.



Aconsejamos la utilización de productos de tratamiento de Vegas Cosmetics, especialmente el Hyaluron Gel en combinación con el Skin Cell Tronic, para garantizar una mejor y mayor transmisión de las ondas del ultrasonido.

Durante la función de ionización (ION), el dispositivo emite un toque de alerta "bip" en cada 5 segundos. Este alerta sirve para temporizar los varios tipos de tratamiento (ej.: 1 toque por cada zona de acné o 5 toques para cada mancha despigmentación) y para recordar de avanzar de punto en punto de la zona a tratar. Después de 10 minutos de utilización, el Skin Cell Tronic emite un sonido y se desconecta automáticamente, para finalizar la respectiva fase de tratamiento. Para prolongar puede volver a conectar el dispositivo y continuar con la próxima fase de tratamiento. Para terminar una fase de tratamiento o la utilización del aparato antes de transcurridos los 10 minutos, basta presionar el botón Conectar/Desconectar.

Indicaciones para el tratamiento de la piel y su utilización

Aplique una cantidad del gel de tratamiento de Vegas Cosmetics en su rostro y deslícelo sin masajear. Seguidamente, coloque una porción del producto directamente en el aplicador del Skin Cell Tronic. Coloque el aplicador suavemente en su rostro e inicie el masaje. Si el dispositivo no deslizar fácilmente en la piel, aumente la cantidad de producto en el aplicador (normalmente necesita entre 4g a 5g de producto por cada sesión de tratamiento) hasta obtener la lubricación necesaria, que garantice un buen deslizamiento del dispositivo en la piel. Durante el tratamiento, debe garantizar siempre la presencia suficiente del gel en el aplicador. Por eso vaya añadiendo el gel de tratamiento en el aplicador conforme necesario, hasta finalizar la sesión de tratamiento.



Deslice el aparato, lentamente durante 5 segundos, del quejo para cima, en dirección a la oreja. Use movimientos de bajo para cima en tu frente.


Tratamiento general de la piel

El Skin Cell Tronic, sólo, debe ser utilizado hasta 3 veces por semana y nunca ultrapasando los 30 minutos por sesión de tratamiento.

Primero paso: Limpieza profunda de la piel

1. Remueva la maquillaje con el removedor y limpie bien la piel (ej. con leche o espuma de limpieza de las nuestras gamas).
2. Aplique una cantidad suficiente de la leche o espuma de limpieza en el rostro y en el aplicador del Skin Cell Tronic. (Aconsejamos que utilice el producto de limpieza de la gamma Vegas Cosmetics que esté usando).
3. Pulse el botón On/Off para encender el aparato, seleccione la función CLEANSE, a través del botón COMBI.
4. Deslice el Skin Cell Tronic en su rostro, conforme las indicaciones de las figuras de la página al lado, siempre de bajo para cima. Proceda en las otras zonas del rostro, de la misma forma.
5. Limpie el rostro con agua y tonifique la piel con el tónico facial de su gamma Vegas Cosmetics. Limpie el aplicador del Skin Cell Tronic, con un pañuelo húmedo o se necesario utilice un producto desinfectante (spray o alcohol).

Los productos aconsejados de Vegas Cosmetics (conforme su gama de tratamiento): Espuma limpiadora y tónico Aloe Vera, leche limpiadora Q10, Espuma limpiadora Hyaluron Care y Gel limpiador Sensitive.



Segundo paso: Cuide su piel adecuadamente y tenga una tez rejuvenecida con aspecto luminoso

1. Aplique una cantidad suficiente de Hyaluron Gel en el rostro y en el aplicador del Skin Cell Tronic.
2. Pulse el botón On/Off para encender el aparato, seleccione la **función ANTI-AGE**, a través del botón COMBI.
3. Deslice el Skin Cell Tronic en su rostro, conforme las indicaciones de las figuras en la página 65. Mueva el aplicador lentamente en espacios de 5 segundos entre la zona del quejo y de la oreja. Siga el mismo patrón de masaje en las otras zonas del rostro.
4. Después del tratamiento aplique un producto hidratante (ej.: crema de día o noche Q10 o Crema de día y noche con Ácido Hialurónico).

Los productos aconsejados de Vegas Cosmetics para este tratamiento: Hyaluron Gel para el tratamiento; crema de día o noche Q10, crema de día o noche Aloe Vera y Crema de día y noche con Ácido Hialurónico para la hidratación posterior al tratamiento.

Tercer paso: Tratamiento con Photon (Fototerapia) Sesión de tratamiento con Luz-LED

1. Prima el botón On/Off para conectar el aparato, seleccione Photon (Luz-LED) y el tipo de luz deseada.
2. **Roja:** Apoya la reducción de arrugas y estimula la producción natural de colágeno y elastina. **Azul:** Efecto antiinflamatorio para pieles con impurezas y tratamiento del acné. **Verde:** Para un efecto relajante y de desconstrucción de la micro-musculación del rostro.
3. Después de haber seleccionado la luz-LED deseada, deslice con el aplicador cerca de la piel, de punto en punto, en las zonas que quiere tratar.

Cada zona necesita de 10 a 30 minutos de tratamiento.

Observación: También puede utilizar la función Photon (fototerapia) en simultáneo con las funciones descritas para el tratamiento en el segundo paso. Para eso, basta añadir la función Photon a las funciones indicadas arriba.

Tratamiento Anti-Aging

(Para reducción de las arrugas en las zonas de los ojos, boca, nariz y frente)


Primer paso:

Limpieza profunda de la piel (Proceda conforme las indicaciones del primer paso en el tratamiento general de la piel)


Según paso:

1. Aplique una cantidad suficiente de Hyaluron Gel en el rostro y en el aplicador del Skin Cell Tronic.
2. Pulse el botón On/Off para encender el aparato, seleccione la función ANTI-AGE, a través del botón COMBI, añadiendo Photon (luz roja).
3. Deslice el Skin Cell Tronic en su rostro, conforme las indicaciones de las figuras en la página 65. Mueva el aplicador lentamente en espacios de 5 segundos entre la zona del quejo y de la oreja. Siga el mismo patrón de masaje en las otras zonas del rostro.
4. Después del tratamiento aplique un producto hidratante (ej.: Crema de día y noche con Ácido Hialurónico o crema de día o noche Q10 de Vegas Cosmetics).


Productos aconsejados de Vegas Cosmetics para este tratamiento: Hyaluron Gel para el tratamiento; crema de día y noche con Ácido Hialurónico, crema de día o noche Q10.




1. Deslizar de bajo para arriba
en líneas simétricas




2. Deslizar lentamente del
quejo hasta la oreja




3. De la arista de la boca hasta al
frente de la oreja



4. De la nariz hasta a la ceja



5. Debajo de la nariz hasta al
puente de la nariz



6. De la nariz hasta la frente

Tratamiento de disturbios de pigmentación

(Cómo manchas de la edad y despigmentación)

Primer Paso:

Limpieza profunda de la piel (Proceda conforme las indicaciones del primer paso en el tratamiento general de la piel)

Según paso:

1. Aplique una cantidad suficiente de Hyaluron Gel en el rostro y en el aplicador del Skin Cell Tronic.
2. Pulse el **botón On/Off** para encender el aparato, seleccione la función ANTI-AGE, a través del botón COMBI, añadiendo **Photon (luz azul)**.
3. Deslice el aplicador durante 20 a 30 segundos (5 a 6 toques) de punto en punto en las zonas a tratar (manchas). De esta forma, garantiza la temporización correcta del tratamiento a efectuar en cada mancha.
4. Después del tratamiento aplique un producto hidratante (ej.: Crema de día y noche con Ácido Hialurónico o crema de día o noche Q10 de Vegas Cosmetics).

Productos aconsejados de Vegas Cosmetics para este tratamiento: Hyaluron Gel para el tratamiento; crema de día y noche con Ácido Hialurónico, crema de día o noche Q10.

Tratamiento de piel con impurezas (acné) y oleosa

(Tratamiento a ser hecho a la noche)

Primer Paso:

Limpieza profunda de la piel (Proceda conforme las indicaciones del primer paso en el tratamiento general de la piel)

Según paso:

1. Aplique una cantidad suficiente de serum sensitive en el rostro y en el aplicador del Skin Cell Tronic.
2. Pulse el **botón On/Off** para encender el aparato, seleccione la función SENSITIVE, a través del botón COMBI, añadiendo **Photon (luz azul)**.
3. Deslice el aplicador durante 5 segundos (1 toque) de punto en punto en las zonas a tratar (erupciones). Así garantiza la temporización correcta del tratamiento a efectuar en cada zona con impurezas, reduciendo además la inflamación e irritación de la piel, a través de la luz azul.
4. Después del tratamiento, aplique un producto hidratante (ej.: crema facial sensitive 24H).



Productos aconsejados de Vegas Cosmetics para este tratamiento: Gel limpiador Sensitive Concept para la limpieza profunda; serum sensitive para pieles con impurezas para el tratamiento y posteriormente la crema facial sensitive 24H para la hidratación.

Observación: Podrá prolongar el tratamiento Photon (Luz-LED), utilizando sólo esta función sin los tratamientos adicionales del Skin Cell Tronic. Para eso, extienda el tratamiento por 10 minutos a 20 minutos más con la Luz-LED azul, después de finalizar el tratamiento indicado arriba. Este cuidado reduce las irritaciones e inflamaciones de la piel.



Tercer paso: Drenagem linfática (desintoxicação)

Pulse el **botón On / Off** para encender el aparato y seleccione **SONIC (Ultrason)**. Siga los movimientos de masaje conforme las indicaciones del imagen al lado para garantizar una drenaje (desintoxicación) eficaz de las glándulas linfáticas.



Tratamiento de piel sensible y "híper-sensible"

1. Siga los pasos indicados en los tratamientos arriba, utilizando sólo la función Sonic (ultrasonido) sin Ionización (Ion+/Ion-).
2. Conforme desear podrá añadir las funciones Photon (Luz-LED roja, azul o verde).
3. En seguida, aplique una mascarilla regeneradora (ej.: mascarilla hidratante con Aloe Vera).
4. Después, podrá aplicar la gamma de tratamiento que utiliza diariamente.



Nota: Además de las funciones COMBI es posible seleccionar cada función individualmente o combinada de forma individual.

Comprobante de Garantía

Plantilla del Producto:

Skin Cell Tronic (Código: 460)

Fecha de la compra:

Local de la compra:

Consejero/a Vegas Cosmetics:

1. En el caso improbable del equipamiento revelar alguna imperfección o anomalía, durante los primeros 24 meses después de la fecha de la compra, Vegas Cosmetics le garantiza una garantía de reparación durante 2 años.
2. En estos casos, devuelva el equipamiento a nuestro/a Consejero/a o directamente para nuestra dirección, juntamente con la factura y el comprobante de garantía original.
3. Cualquier utilización contraria a las indicaciones contenidas en este manual, anula el derecho de la garantía.
4. Mala utilización o utilización impropia, tales como:
 - a. Intentar abrir o abrir el equipamiento
 - b. Daños causados por medio de transporte inadecuado
 - c. Daños causados por derrumbadas, manipulación violenta o damnificación de piezas o componentes del equipamiento
 - d. Daños causados por exposición al agua/humedad y exceso de temperatura está descartada de la garantía
5. El Comprobante de la Garantía no puede ser sustituido o repuesto. Por favor guárdelo en local seguro.



» Equipamiento para tratamiento de belleza con ultrasonidos, ionización y fototerapia

VEGASTRADE, LDA.

RUA NOVA DE NESPEREIRA, 8 | 4770-287 LAGOA | V. N. FAMALICÃO | PORTUGAL

TEL.: +351 252 302 100

www.vegascosmetics.es



